



リブレViewは「**行動に結び付く分かり易いレポート**」を提供し、
医療従事者と患者さんをつなぐデータ管理システムです。



より良い糖尿病診療やデータ管理をサポートします。

特徴



レポート機能

- TIR、AGP、日々のグルコース変動が一枚にまとまった、分かり易いAGPレポート



統合データ管理

- 複数患者さんのデータを経時的に一元管理
- 過去データ比較



クラウドシステム

- どのPCからもアクセス可能
- 患者さんのご自宅PCよりデータ共有

新規登録・ご利用手順

① Webへアクセス

- www.LibreView.comへアクセス
- または「**LibreView**」で検索

② 新規登録ログイン

- 画面右上の「新規登録」より、登録しログイン

③ データアップロード


- デバイスドライバーをインストール(初回のみ)
- Readerをケーブルでつなぎデバイスドライバーを起動してアップロード

④ データ共有(オプション)

- 医療プラクティスを作成(初回のみ)
 - 患者さんへ医療プラクティスIDを伝えてデータ連携設定(初回のみ)※
- ※患者さんに招待メールを送付しデータ共有設定も可能です

AGPレポートを活用したより良い糖尿病管理

TIR、AGP、日々のグルコース変動が一枚にまとまったAGPレポート。
治療戦略立案のためにおさえるべきポイントにフォーカスされており、
効率的な診療・指導をサポートします。



TIR

International Consensusで、
標準的なCGM測定指標
として示された項目を
一目で確認できます。

*TIR=Time In Range

的確な 治療戦略立案や 療養指導に

TIRで課題が見つければ、
次にAGPを確認して、
どの時間帯にどう治療介入
すべきかを検討可能です。

*AGP=Ambulatory Glucose Profile
(アンビュラトリーグルコースプロフィール)

お問い合わせ

導入については、アボットジャパン営業担当者までお問い合わせください。

リブレView

リブレView Webサイトはこちら
<https://www.LibreView.com/>

Abbott